

PREAMBULE

Le présent document synthétise :

- Les versions **d'API de Lecture Vitale supportées** par le GIE SESAM-Vitale
- Les versions de composants **GALSS** et **Cryptolib CPS** compatibles avec les API de Lecture Vitale.

Les versions de composants indiquées sont les versions minimales recommandées au jour de parution de cette grille. Il est toutefois conseillé d'intégrer les dernières versions mises à disposition par le GIE SESAM-Vitale. Plus d'informations dans cette [grille](#) disponible sur l'Espace Industriels.

Pour plus d'informations sur les OS supportés par le GIE SESAM-Vitale, vous pouvez vous référer à cette [grille](#) disponible sur l'Espace Industriels.

Mise à jour : **16/10/2020**

WINDOWS

Versions d'API de Lecture Vitale supportées	Qualification	GALSS (version mini)	Cryptolib CPS (version mini)
6.10 (32 bits)	Version mineure	3.43.04	Non applicable
6.20 (32 bits)	Version mineure	3.43.04	
6.20 (64 bits)	Version mineure	3.43.04	
6.31 (32 bits)	Version majeure	3.43.04	5.1.6
6.31 (64 bits)	Version majeure	3.43.04	5.1.6
6.32 (32 bits)*	Version majeure	3.43.04	5.1.6
6.32 (64 bits)*	Version majeure	3.43.04	5.1.6
6.41 (32 bits)*	Version mineure	3.43.04	5.1.6
6.41 (64 bits)*	Version mineure	3.43.04	5.1.6

*Environnements Windows Serveur et Citrix

MAC OS

Versions d'API de Lecture Vitale supportées	Qualification	GALSS (version mini)	Cryptolib CPS (version mini)
6.10	Version mineure	3.43.02	Non applicable
6.20	Version mineure	3.43.02	
6.31	Version majeure	3.43.02	5.1.8
6.33	Version majeure	3.43.02	5.1.8
6.40	Version mineure	3.43.02	5.1.8

LINUX

Versions d'API de Lecture Vitale supportées	Qualification	GALSS (version mini)	Cryptolib CPS (version mini)
6.10 (32 bits)	Version mineure	3.40.03	<i>Non applicable</i>
6.20 (32 bits)	Version mineure	3.40.03	
6.20 (64 bits)	Version mineure	3.41.00	
6.31 (32 bits)	Version majeure	3.40.03	5.1.2
6.31 (64 bits)	Version majeure	3.41.00	5.1.2
6.40 (32 bits)	Version mineure	3.40.03	5.1.2
6.40 (64 bits)	Version mineure	3.41.00	5.1.2

Pour plus d'informations sur le périmètre des API de Lecture Vitale et sur leur déploiement :

relations-industriels@sesam-vitale.fr

Pour toute question technique/fonctionnelle liée à l'implémentation des API de Lecture Vitale :

centre-de-service@sesam-vitale.fr