

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués (dont les lecteurs auto-déclarés compatibles NFC) du mois de février 2024.

1 – Préambule

Le GIE SESAM-Vitale **préconise fortement** que les lecteurs de cartes SESAM-Vitale homologués et auto-déclarés soient mis à jour avec la version la plus récente disponible de l'application du lecteur.

Anticiper dès à présent la mise à jour du lecteur à quoi cela sert-il ?

- Cela permet de **préparer la compatibilité des logiciels de facturation SESAM-Vitale avec le standard PC/SC** en installant dès maintenant sur le lecteur homologué une version 04.00 bi-mode. Cette mise à jour du lecteur doit toujours être effectuée que le logiciel du Professionnel de Santé soit ou non compatible PC/SC « c'est-à-dire > ou = à la version de CDC addendum 6 option PC/SC » et sans craindre un dysfonctionnement ou une dégradation de la solution utilisée par le Professionnel de Santé.
- Cela permet au Professionnel de Santé d'utiliser une version du lecteur homologué et/ou auto-déclaré qui intègre les dernières évolutions et correctifs réalisés par l'équipementier pour **assurer un fonctionnement optimal du lecteur avec le logiciel du professionnel de santé.**
- Cela permet de **continuer à bénéficier du support technique** du fournisseur du lecteur.

Modes de Mise à jour des versions de packages lecteurs :

IWL 250 v01.20 -> EI96 : 04.06

> Mise à jour via téléchargement par les clients sur le TMS Ingenico

IWL 350 Vehis v3.20.11 -> EI96 : 04.20

> Mise à jour à distance par Olaqin

Helio IWL280/ICT250 v3.02 RC4 -> EI96: 05.03

> Mise à jour à distance par Olaqin

Helio Move/5000 v2.01RC3 -> EI96: 01.01.05 (04.05)

> Mise à jour à distance par Olaqin

Move/5000 Santé v01.03.02 -> EI96 : 01.03.01 (04.06)

> Mise à jour via téléchargement par les clients sur le TMS Ingenico et VAR

PRIUM4 v5.1.3 -> EI96 : 05.03

> Mise à jour à distance par Olaqin ou par les éditeurs via loaders local

KAPELSE KAP&LINK2 v04.01

> Mise à jour (.Kap) par le fournisseur du lecteur.

La présente liste précise :

- D'une part, les dernières versions d'applications de **lecteurs SESAM-Vitale homologués**. Cette liste est mise à jour au fil de l'eau en fonction des nouvelles versions de maintenance fournies par les équipementiers **OLAQIN** et **KAPELSE**.
 - D'autre part, parmi ces lecteurs SESAM-Vitale homologués, **les lecteurs ayant fait l'objet d'une auto-déclaration** par l'équipementier sur la compatibilité avec la lecture NFC.
- ⇒ L'information relative aux **lecteurs homologués commercialisables** est disponible sur le [catalogue produit](#) du GIE SESAM-Vitale.

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués (dont les lecteurs auto-déclarés compatibles NFC) du mois de février 2024.

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués											
CDC SESAM-Vitale	Version Référentiel TL/TLA	Equipementier	Produit	Dernière Version	Dernière version package	Maintenance version logiciel lecteur	Migration TL et TLA bimode	Disponibilité lecteur à la vente	Statut des versions	Lecture NFC auto-déclarée	
1.31	02.00	OLAQIN	Baladeur Santé	01.15	Sans objet	Non	Non	Indisponible	Obsolètes	Non	
			Baladeur Santé Office	02.13	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
	WYNID	WYLLIS MEDIFIX	01.02	Sans objet	Non	Non	Indisponible				
	02.10	OLAQIN	GEMALTO	GCR 750	02.11	Sans objet	Non	Non			Indisponible
			EFT 20	02.13	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
TWIN 10		02.10	Sans objet	Non	Non	Indisponible					
THALES e-Transactions	LCS5 100 (PROM : A106)	02.11	Sans objet	Non	Non	Indisponible					
1.40	03.00	GEMALTO	CHERRY	G 80-8921	03.00	Sans objet	Non	Non			Indisponible
			GCR 750	03.01	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			GEMSCOPE	03.07	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
		OLAQIN	MAGIC 6000	03.04	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			SEALYS	03.01	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			Baladeur Santé	02.20	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			Baladeur Santé Office	03.04	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			EFT 10, 20 et 30	03.00	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			EFT930 B, G et P	03.52	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			EFTsmart	03.11	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			ELITE 650	22	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			ICT 220	03.54	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
			ICT 250	03.54	Sans objet	Non mais existe en v.03.30	Non	Indisponible			
			PRIMUM-3S	03.07	Sans objet	Non mais existe en v.03.35	Non	Indisponible			
			Prium Service +	03.07	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
	TWIN 10, 30 et 30+	03.03	Sans objet	Non	Non	Indisponible					
	TWIN 32 et 33	03.09	Sans objet	Non	Non	Indisponible					
	Vital/Act 3S	02.27	Sans objet	Non mais existe en v.03.38	Non	Indisponible					
	Vital/Act AM et PR	02.22	Sans objet	Non	Non	Indisponible					
	THALES e-Transactions	DUALIS (PROM : A108)	03.01	Sans objet	Non	Non	Indisponible				
		LCS5100 (PROM : A106)	03.01	Sans objet	Non	Non	Indisponible				
		WYNID	WYLLIS MEDIFIX	03.02	Sans objet	Non	Non	Indisponible			
	03.30	OLAQIN	ICT 250	03.30	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour		
			SET-2	03.32	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour		
			IWL 250	03.32	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour		
			IWL 280 (HELIO)	03.30	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour		
			PRIMUM-3S	03.35	Sans objet	Non	Non	Indisponible	Obsolète		
PRIMUM-4			03.32	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour			
TWIN 31			03.35	Sans objet	Non	Non	Indisponible	Obsolète			
KAPELSE	KAP&LINK	03.34	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour				
Terminal Lecteur Bimode - TL PSS et PC/SC											
1.40	04.00	OLAQIN	ICT 250	05.03	3.02 RC4	Oui	Version bimode	Disponible	Référence	Non	
			SET-2	04.02	Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible		Non	
			IWL 250	04.06	01.20	Oui	Version bimode	Disponible		Non	
			HELIO (IWL 280)	05.03	3.02 RC4	Oui	Version bimode	Disponible		Oui	
			PRIMUM4	05.03	5.1.3	Oui	Version bimode	Disponible		Oui	
			HELIO MOVE/5000	04.05	2.01RC3	Oui	Version bimode	Disponible		Oui	
		MOVE/5000 Santé	04.06	01.03.02	Oui	Version bimode	Disponible	Oui			
		KAPELSE	KAP&LINK2	04.01	Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible		Oui	
KAP&LINK	04.02		Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible	Non				
Terminal Lecteur Applicatif - TLA PSS - et conforme au référentiel Terminal Lecteur 03.30											
1.40	03.30	OLAQIN	VITAL/ACT-3S	03.38	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour	Non	
			BALADEUR 2	03.32	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible			
			IWL 350 (VEHIS)	03.38	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible			
	04.10	OLAQIN	IWL 350 (VEHIS)	04.15	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible			
			VITAL/ACT-3S	04.19	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible			
	KAPELSE	BALADEUR 2	04.10	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible				
		eS-KAP-Ad	04.12	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible				
KAP&GO	04.10	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible						
Terminal Lecteur Applicatif - TLA bimode - et conforme aux référentiels Terminal Lecteur 04.00 et TLA 04.20											
1.40	04.20	OLAQIN	VITAL/ACT-3S	04.26	Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible	Référence	Non	
			BALADEUR 2	04.22	Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible		Non	
			IWL 350 (VEHIS)	04.20	3.20.11	Oui	Version bimode	Disponible		Oui	
		KAPELSE	KAP&GO	04.21	Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible		Non	
			eS-KAP-Ad	04.22	Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible		Non	

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués (dont les lecteurs auto-déclarés compatibles NFC) du mois de février 2024.

3. Commentaires sur la liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués et auto-déclarés.

La colonne « **Maintenance version logiciel lecteur** » : précise si le logiciel du lecteur est ou n'est plus maintenu par l'équipementier. La mention "Oui" dans la ligne signifie que l'équipementier peut apporter des correctifs en cas de dysfonctionnements avérés et/ou des évolutions. Dans ce cas, le numéro de version de l'application du lecteur change.

La colonne « **Dernière version** » : précise la dernière version connue pour l'équipement concerné. Une version non maintenue n'évolue plus, elle n'est plus corrigée et n'est plus fournie par l'équipementier à son réseau de distribution.

La colonne « **Statut des versions** » précise si :

- La version du lecteur est **obsolète**, la version ne fait plus l'objet de mise à jour et d'une maintenance de l'équipementier. Le lecteur, même s'il fonctionne encore doit être changé pour présenter un fonctionnement nominal avec le poste de travail. Dans ce cas, le Professionnel de santé doit acquérir un nouveau lecteur.
- La version du lecteur est **non à jour**, la version est encore maintenue par l'équipementier mais ne peut plus être commercialisée. Dans ce cas, le Professionnel de santé mettre à jour le logiciel de son lecteur.
- La version du lecteur est **de référence**, la version est maintenue par l'équipementier et peut être commercialisée. Si le lecteur est activé en mode PC/SC alors le lecteur est à jour. Si le lecteur est encore en mode PSS, alors le Professionnel de santé doit contacter son éditeur et demander une migration de sa solution logiciel et matériel en PC/SC.

La colonne « **Disponibilité lecteurs à la vente** » précise si le produit peut encore être commercialisé auprès des Professionnels de Santé via les réseaux de distribution. Depuis le 1^{er} janvier 2024, les équipementiers sont autorisés de vendre leurs lecteurs si et seulement si ces derniers sont paramétrés en mode PC/SC par défaut.

La colonne « **Lecture NFC auto-déclarée** » précise si le produit est auto-déclaré par l'équipementier comme compatible avec la lecture NFC. L'ensemble des lecteurs auto-déclarés est affiché dans le [catalogue produit](#) du GIE SESAM-Vitale.

Note : Olaqin met à disposition un document qui décrit les commandes propriétaires en mode PC/SC permettant aux éditeurs d'interagir avec ses terminaux (PRIUM4 et TPE). Ces commandes permettent notamment d'exécuter la lecture de l'application carte Vitale en mode NFC depuis le poste de travail. D'autres commandes sont également disponibles et peuvent être consultées dans le document « [OLAQIN-Guide d'intégration API PCSC.pdf](#) » disponible dans l'espace Industriels.

Le Terminal Lecteur Applicatif (TLA) : Tous les TLA répondent aux exigences du Terminal Lecteur (TL).

Compatibilités TLA :

- Les TLA en version 03.30 sont au niveau fonctionnel addendum 2bis
- Les TLA en version 04.0x sont au niveau fonctionnel addendum 6
- Les TLA en version 04.xx sont au niveau fonctionnel addendum 7