

# Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués (dont les lecteurs compatibles NFC) du mois de novembre 2024.

---

## 1 – Préambule

Le GIE SESAM-Vitale **préconise fortement** que les lecteurs de cartes SESAM-Vitale homologués et auto-déclarés soient mis à jour avec la version la plus récente disponible de l'application du lecteur.

Anticiper dès à présent la mise à jour du lecteur à quoi cela sert-il ?

- Cela permet de préparer la mise à jour de sa solution de facturation SESAM-Vitale avec le standard PC/SC. Cette mise à jour du lecteur peut se faire dès maintenant avec un lecteur homologué en version 04.xx bi-mode (PSS ou PC/SC) sans craindre un dysfonctionnement ou une dégradation de la solution utilisée par le Professionnel de Santé même si le logiciel n'est pas encore compatible PC/SC.
- Cela permet au Professionnel de Santé d'utiliser une version du lecteur homologué qui intègre les dernières évolutions et correctifs réalisés par l'équipementier. De facto, le fonctionnement sera toujours optimal avec le logiciel du professionnel de santé.
- Cela permet de continuer à bénéficier du support technique du fournisseur du lecteur.

Modes de Mise à jour des versions de packages lecteurs :

**IWL 250** v01.20 -> EI96: 04.06

> Mise à jour via téléchargement par les clients sur le TMS Ingenico

**IWL 350 Vehis** v3.20.11 -> EI96: 04.20

> Mise à jour à distance par Olaqin

**ICT 250** v01.20 -> EI96: 04.06

> Mise à jour à distance par Olaqin

**Helio IWL280** v3.02 RC4 ->EI96: 05.03

> Mise à jour à distance par Olaqin

**Helio Move/5000** v2.01RC3 -> EI96: 01.01.05 (04.05)

> Mise à jour à distance par Olaqin

**Move/5000 Santé** v01.03.02 -> EI96: 01.03.01 (04.06)

> Mise à jour via téléchargement par les clients sur le TMS Ingenico et VAR

**PRIUM4** v5.1.3 -> EI96: 05.03

> Mise à jour à distance par Olaqin ou par les éditeurs via loaders local

**KAPELSE KAP&LINK2** v04.01

> Mise à jour (.Kap) par le fournisseur du lecteur.

La présente liste précise :

- D'une part, les dernières versions d'applications de **lecteurs SESAM-Vitale homologués**. Cette liste est mise à jour au fil de l'eau en fonction des nouvelles versions de maintenance fournies par les équipementiers **OLAQIN** et **KAPELSE**.
- D'autre part, parmi ces lecteurs SESAM-Vitale homologués, **les lecteurs ayant fait l'objet d'une auto-déclaration** par l'équipementier sur la compatibilité avec la lecture NFC.

# Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués (dont les lecteurs compatibles NFC) du mois de novembre 2024.

L'information relative aux **lecteurs homologués commercialisables** est disponible sur le [catalogue produit](#) du GIE SESAM-Vitale.

CDC SESAM-Vitale	Version Référentiel TL/TLA	Equipementier	Produit	Dernière Version	Dernière version package	Maintenance version logiciel lecteur	Migration TL et TLA bimode	Disponibilité lecteur à la vente	Statut des versions	Compatibilité NFC
1.40	<b>Terminal Lecteur TL PSS - conforme au référentiel Terminal Lecteur 03.30</b>									
	03.30	OLAQIN	ICT 250	03.30	Sans objet	Oui	Oui	Indisponible	Non à jour	Non
			SET-2	03.32	Sans objet					
			IWL 250	03.32	Sans objet					
			IWL 280 (HELIO)	03.30	Sans objet					
			PRIMUM-4	03.32	Sans objet					
		KAPELSE	KAP&LINK	03.34	Sans objet					
	<b>Terminal Lecteur Bimode TL PSS et PC/SC - conforme au référentiel Terminal Lecteur 04.00</b>									
	04.00	OLAQIN	ICT 250	04.06	01.20	Oui	Version bimode	Disponible	Référence	Non
			SET-2	04.02	Sans objet					Non
			IWL 250	04.06	01.20					Non
			HELIO (IWL 280)	05.03	3.02 RC4					Oui
			PRIMUM4	05.03	5.1.3					Oui
			HELIO MOVE/5000	04.05	2.01RC3					Oui
			MOVE/5000 Santé	04.06	01.03.02					Oui
		KAPELSE	KAP&LINK2	04.01	Sans objet					Oui
			KAP&LINK	04.02	Sans objet					Non
	<b>Terminal Lecteur Applicatif TLA PSS - conforme au référentiel Terminal Lecteur 03.30</b>									
	03.30	OLAQIN	VITAL'ACT-3S	03.38	Sans objet	Oui	Version bimode	Indisponible	Non à jour	Non
			BALADEUR 2	03.32						
			IWL 350 (VEHIS)	03.38						
	04.10	OLAQIN	IWL 350 (VEHIS)	04.15	Sans objet	Oui	Version bimode	Indisponible	Non à jour	Non
			VITAL'ACT-3S	04.19						
			BALADEUR 2	04.10						
		KAPELSE	eS-KAP-Ad	04.12						
			KAP&GO	04.10						
	<b>Terminal Lecteur Applicatif TLA bimode - conforme aux référentiels Terminal Lecteur 04.00 et TLA 04.20</b>									
	04.20	OLAQIN	VITAL'ACT-3S	04.26	Sans objet	Oui	Version bimode	Disponible	Référence	Non
BALADEUR 2			04.22	Sans objet	Non					
IWL 350 (VEHIS)			04.20	3.20.11	Oui					
KAPELSE		KAP&GO	04.21	Sans objet	Non					
		eS-KAP-Ad	04.22	Sans objet	Non					

# Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués (dont les lecteurs compatibles NFC) du mois de novembre 2024.

## 3. Commentaires sur la liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués et auto-déclarés.

La colonne « **Maintenance version logiciel lecteur** » : précise si le logiciel du lecteur est ou n'est plus maintenu par l'équipementier. La mention "Oui" dans la ligne signifie que l'équipementier peut apporter des correctifs en cas de dysfonctionnements avérés et/ou des évolutions. Dans ce cas, le numéro de version de l'application du lecteur change.

La colonne « **Dernière version** » : précise la dernière version connue pour l'équipement concerné. Une version non maintenue n'évolue plus, elle n'est plus corrigée et n'est plus fournie par l'équipementier à son réseau de distribution.

La colonne « **Statut des versions** » précise si :

- La version du lecteur est **non à jour**, la version est encore maintenue par l'équipementier mais ne peut plus être commercialisée. Dans ce cas, le Professionnel de santé met à jour le logiciel de son lecteur.
- La version du lecteur est **de référence**, la version est maintenue par l'équipementier et peut être commercialisée. Si le lecteur est activé en mode PC/SC alors le lecteur est à jour. Si le lecteur est encore en mode PSS, alors le Professionnel de santé doit contacter son éditeur et demander une migration de sa solution logiciel et matériel en PC/SC.

La colonne « **Disponibilité lecteurs à la vente** » précise si le produit peut encore être commercialisé auprès des Professionnels de Santé via les réseaux de distribution. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024, les équipementiers sont autorisés de vendre leurs lecteurs si et seulement si ces derniers sont paramétrés en mode PC/SC par défaut.

La colonne « **Compatibilité NFC** » précise si le produit est auto-déclaré par l'équipementier comme compatible avec la lecture NFC. L'ensemble des lecteurs auto-déclarés est affiché dans le [catalogue produit](#) du GIE SESAM-Vitale.

**Note** : Olaqin met à disposition un document qui décrit les commandes propriétaires en mode PC/SC permettant aux éditeurs d'interagir avec ses terminaux (PRIUM4 et TPE). Ces commandes permettent notamment d'exécuter la lecture de l'application carte Vitale en mode NFC depuis le poste de travail. D'autres commandes sont également disponibles et peuvent être consultées dans le document « [OLAQIN-Guide d'intégration API PCSC.pdf](#) » disponible dans l'espace Industriels.

**Le Terminal Lecteur Applicatif (TLA)** : Tous les TLA répondent aux exigences du Terminal Lecteur (TL).

### Compatibilités TLA :

- Les TLA en version 03.30 sont au niveau fonctionnel addendum 2bis
- Les TLA en version 04.0x sont au niveau fonctionnel addendum 6
- Les TLA en version 04.xx sont au niveau fonctionnel addendum 7